

NETHERLANDS

Product Beschrijving

De Jura Abduction Sling kan worden gebruikt als arm sling of als schouderimmobilisatie en is ontworpen voor gebruik voor zowel de linker- als de rechterarm.

Gebruiksinformatie

- Plaats de elleboog zover mogelijk naar achteren in de mitella.
- Plaats de schouderband over de tegenoverliggende schouder. Maak de schouderband met de snelkoppelingsgespen aan de sling vast. Maak voor oefeningen en revalidatie de buitenste snelloppelingsgesp los voor een groter bewegingsbereik.
- Zet de band boven aan de mitella vast. (A).
- Plaats het kussen op de taille aan de aangetaste zijde. Bevestig de mitella aan de buitenkant van het kussen en lijn de klittenbandstrips uit. Gesp de tailleband vast aan het kussen en trek de band aan tot hij goed past. Breng de arm in de gewenste, naar binnen of buiten gedraaide stand door het kussen naar voren of achteren langs de taille te schuiven.

Gebruiksaanwijzingen

- Kan worden gebruikt voor een reeks verwondingen en aandoeningen waarbij de beperking van de schouder- en / of elleboogbeweging vereist is, zoals:
 - dislocatie.
 - Verrekkingen en verstuikingen.
 - Pre en post operatief.
 - Rehab-stadia.
 - Andere verwondingen.
- Brachiale plexus of perifere zenuw.

Contra-indicaties

- Breng het product niet aan in direct contact met een beschadigde huid.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- We raden aan dat de eerste aanpassing van dit apparaat wordt uitgevoerd door een voldoende gekwalificeerde professionele zorgverlener die de gebruikperiode zal adviseren.
- Lees voor gebruik alle instructies en waarschuwingen zorgvuldig.
- Volg alle instructies om een goede werking van het apparaat te garanderen.
- Niet gebruiken als smeersels, zalven, gels, crèmes of andere substanties op het aangedane gebied zijn aangebracht.
- Niet hergebruiken voor een andere patiënt, aangezien een risico op kruisbesmetting bestaat en de product integriteit in gevaar kan worden gebracht.
- Voer regelmatig huid- en bloedcirculatiecontroles uit, vooral bij patiënten met diabetes, vasculaire gebreken en neurologische aandoeningen.
- Als er bijwerkingen optreden, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw arts of leverancier van dit product.
- De duurzaamheid van het apparaat kan worden aangetast door bepaalde factoren, bijv. Voorwerpen met scherpe randen of schade aan de klittenbandsluitingen. Om dit te voorkomen, moeten de klittenbandsluitingen altijd worden vastgemaakt als het apparaat niet wordt gedragen of wordt gewassen.

Was- en onderhoudsinstructies

- Sluit alle klittenbandriemen en sluit gespen aan het einde.
- De was sling met de hand in koud water met een mild reinigingsmiddel.
- Uitspoelen en plat laten drogen.
- Niet centrifugeren of drogen in de droogtrommel.
- Gebruik nooit wasverzachter.
- Controleer op eventuele degradatie die het gebruik kan beïnvloeden.
- Controleer regelmatig of de klittenbandsluiting goed werkt.

Samenstelling van de productfamilie

Nylon, Polyester, Polyamide, Polyurethaan, Elastaan, Polyether, Katoen, Aluminium, PU-schuim.

Opslag- en transportcondities

Bewaar op een koele, droge plaats zonder direct zonlicht, in de originele verpakking.

Recycling en afvoer

De verpakking en de samenstellende onderdelen moeten worden gerecycled of veilig worden afgevoerd in overeenstemming met lokale of nationale wetten.

Ernstig incident

Meld elk ernstig incident aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat of het land waarin u woont.

DANSK

Produkt beskrivelse

Jura Skulder støtten kan bruges som en armslynge eller som en skulderstøtte, og den er designet til at blive brugt på både venstre og højre arm.

Oplysninger vedrørende anvendelse (se diagram)

- Anbring albuen i slyngen så langt tilbage som muligt.
- Anbring skulderremmen over den modsatte skulder. Forbind skulderremmen med slyngen ved hjælp af spænderne med snaplås. I forbindelse med øvelser og genoptræning tages det yderste spænde med snaplåsen af, så bevægelsesområdet bliver større.
- Sæt remmen fast øverst på slyngen. (A).
- Anbring puden i taljen på den berørte side. Fastgør slyngen på den udvendige side af puden langs velcrobåndet. Sæt spændet fra hofteremmen fast på puden og tilpas remmen, så den passer. Placer armen, så den får den ønskede indvendige eller udvendige rotation, ved at skubbe puden frem eller tilbage langs med taljen.

Indikationer for brug

- Kan bruges til en række skader og tilstande, hvor begrænsning af skulder og / eller albue bevægelse er påkrævet såsom:
 - Dislokation.
 - Forstuvninger og anstrengte muskler .
 - Før og post operativt.
 - Rehabiliteringsfaser.
 - Andre skader.
 - Brachial plexus eller perifer nerve.

Kontraindikationer

- Påfør ikke produktet i direkte kontakt med brudt hud.

Advarsler og forholdsregler

- Vi anbefaler, at den indledende tilpasning af dette udstyr udføres af en kvalificeret sundhedsperson, der kan rådgive vedrørende brug.
- Læs omhyggeligt alle instruktioner og advarsler inden brug.
- Følg alle instruktioner for at sikre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug ikke, hvis der er brugt påføringsstoffer, salver, geler, cremer eller andre stoffer på det berørte område.
- Må ikke genbruges til en anden patient, da det risikerer krydsinfektion og kan kompromittere produktintegriteten.
- Udfør regelmæssige hud- og cirkulationskontroller, især hos patienter med diabetes, vaskulære defekter og neurologiske tilstande.
- Hvis der opstår bivirkninger, bedes du stoppe og kontakte din sundhedsperson eller udbyder af dette produkt.
- Enhedens holdbarhed kan blive kompromitteret af visse faktorer, f.eks. genstande med skarpe kanter eller beskadigelse på krog- og løkkefastgørelsesorganer. For at forhindre dette skal fastgørelsesorganer til krog og løkke altid fastgøres, når enheden ikke bruges, eller når den vaskes.

Instruktioner vedrørende vask og pleje

- Luk de samlede kroe/løkketropper, og spænd spænderne, og fastgør spændene til enden.
- Vask slynge i hånden med koldt vand med et mildt rengøringsmiddel.
- Skyl og tør.
- Brug ikke tørretumbler.
- Stofbalsam må ikke bruges.
- Kontroller for enhver forringelse, der kan påvirke brugen.
- Kontroller med jævne mellemrum, at krog/ løkkefastgørelsesorganer fungerer korrekt.

Produkt familiesammensætning

Nylon, Polyester, polyamid, Polyurethane, elastan, polyeetteri, Bomuld, Aluminium, PU -skum.

Opbevarings- og transportforhold

Opbevar i originalemballagen, på et køligt, tørt sted uden direkte sollys.

Genbrug og bortskaffelse

Emballage og bestanddele skal genbruges eller bortskaffes ifølge overensstemmelse med lokale eller nationale love.

Alvorlig hændelse

Enhver alvorlig hændelse skal rapporteres til producenten og den kompetente myndighed i EU-medlemsstaten eller det land, hvor du bor.

SUOMI

Tuotekuvas

Jura olkapään liikkeenestäjää voidaan käyttää käsivarren kantostiteenä tai olkapään liikkeenestäjänä, ja se on suunniteltu käytettäväksi sekä vasemmallla että oikealla käsivarrella.

Käyttötiedot (katso kaavio)

- Aseta kyynärpää mahdollisimman pitkälle kantostiteeseen.
- Aseta olkahihna vastakkaisen olkapään päälle. Liitä olkahihna kantostiteeseen pikaliitinsojilla. Harjoitusta ja kuntoutusta varten ulkopuolen pikaliitinsojii pitää irrottaa, jotta liikealue lisääntyy.
- Kiinnitä hihna kantositeen yläreunaan. (A).
- Aseta tynnypehmuste vyötärölle tuettavan olkanivelen puolelle. Kiinnitä kantoside tynnypehmusteen ulkopuolelle tarra nauhojen mukaisesti. Kiinnitä vyötäröhihna tynnypehmusteeseen ja kiristä se sopivan tiukaksi. Aseta käsivarsi kiertymään tarpeen mukaan joko sisään- tai ulospäin liu'uttamalla tynnyä vyötäröllä joko eteen- tai taaksepäin.

Käyttöohjeet

- Voidaan käyttää erilaisiin vammoihin ja terveydentiloihin, joissa edellytetään olkapään ja/tai kyynärpään liikkumisen rajoittamista, kuten:
 - Dislokatio.
 - Nyrjähdykset ja venäytykset.
 - Ennen ja jälkeen leikkauksen.
 - Kuntoutuksen vaiheet.
 - Muut vammat.
 - Hartiapunos tai perifeerinen hermo.

Kontraindikaatiot

- Älä käytä tuotetta suorassa kosketuksessa rikkoutuneen ihon kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

- Suosittelemme, että tämän laitteen ensisovitus tehdään pätevän terveydenhuollon ammattilaisen toimesta, joka neuvoو käyttöajan.
- Lue kaikki ohjeet ja varoitukset huolellisesti ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia ohjeita laitteen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.
- Älä käytä, jos vaikutusalueelle on levitetty linimenteitä, salvaa, geelejä, voiteita tai muita aineita.
- Älä käytä uudelleen eri potilaalle, sillä se saattaa aiheuttaa risti-infektion ja vaarantaa tuotteen eheyden.
- Suorita säännölliset ihon ja verenkierron tarkastukset, erityisesti potilailla, joilla on diabetes, laskimoiden vajaatoiminta ja neurologisia sairauksia.
- Jos haittavaikutuksia ilmenee, lopeta käyttö ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen tai tämän tuotteen toimittajaan.
- Laitteen kestävyys voi heikentyä tietyillä tekijöillä, esimerkiksi esineillä, joissa on terävät reunat, tai vaurioilla koukku- ja silmukkakiinnittimiin. Tämän estämiseksi koukku- ja silmukkakiinnittimet tulee kiinnittää aina, kun laitetta ei käytetä tai se pestään.

Pesu- ja hoito-ohjeet

- Sulje kaikki koukku-/silmukkahihnat ja kiinnitä soljet ja kiinnitä soljet loppuun.
- Pese kantoliina käsin viileässä vedessä miedolla pesuaineella.
- Huuhtele ja tasokuivaa.
- Älä linkoa tai rumpukuivaa.
- Älä käytä huuhteluainetta koskaan.
- Tarkista mahdolliset kulumiset, jotka saattavat vaikuttaa käyttöön.
- Tarkista säännöllisesti, että koukku-/silmukkakiinnittimet toimivat kunnolla.

Tuoteperheen kokoonpano

Nylon, polyesteri, polyamidi, polyuretaani, elastaani, polyeetteri, Puuvilla, Alumniini, PU-vaahtomuovi.

Varastointi ja kuljetusolosuhteet

Säilytä viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta, alkuperäispakkauksessa.

Kierrätys ja hävittäminen

Pakkaukset ja osat on kierrätettävä tai hävitettävä turvallisesti paikallisten tai kansallisten lakien mukaisesti.

Vakava sattumus

Ilmoita vakavista sattumuksista valmistajalle ja EU-maan tai asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

SVENSKA

Produktbeskrivning

Jura axelimmobiliserare kan användas som en armsele eller som en axelimmobiliserare och den är utformat för att användas på både vänster och höger arm.

Användningsinformation (se bilder)

- Placera armbågen så långt bak i slingan som möjligt.
- Placera axelremmen över motsatta axeln. Fäst axelremmen i slingan med hjälp av snabbkop- plingsspännena. Öppna det yttre snabbkop- plingsfästet för större rörelsefrihet vid motion och rehabilitering.
- Fäst remmen på slingans ovansida. (A).
- Placera kudden vid midjan på den drabbade sidan. Fäst slingan på utsidan av kudden, längs med kardborrbandsremsoarna. Spänn fast midjeremmen på kudden och justera remmen så att den passar. Placera armen för önskad rotation inåt eller utåt genom att skjuta kudden framåt eller bakåt längs midjan.

Indikationer för användning

- Kan användas för en rad skador och tillstånd där begränsning av axel- och/eller armbågsrörelse krävs såsom:
 - Dislokering.
 - Stukningar och sträckningar.
 - Pre- och postoperativt.
 - Rehab-etapper.
 - Andra skador.
 - Plexus brachialis eller perifer nerv.

Kontraindikationer

- Applicera inte produkten i direkt kontakt med skadad hud.

Varningar och försiktighetsåtgärder

- Vi rekommenderar att inledande montering av denna enhet utförs av lämplig kvalificerad vårdpersonal som ger råd om användningsperioden.
- Läs noga igenom alla instruktioner och varningar före användning.
- Följ alla instruktioner för att säkerställa enhetens korrekta prestanda.
- Använd inte om liniment, salvor, geler, krämer eller andra ämnen har applicerats på det drabbade området.
- Återanvänd inte på någon annan patient, eftersom det riskerar korsinfektion och kan äventyra produktens integritet.
- Utför regelbundna hud- och cirkulationskontroller, särskilt på patienter med diabetes, kärlproblem och neurologiska tillstånd.
- Om det uppstår biverkningar, vänligen sluta använda produkten och kontakta din läkare eller leverantören.
- Enhetens hållbarhet kan äventyras av vissa faktorer, t.ex. föremål med vassa kanter eller skador på krok- och öglefästen. För att förhindra detta bör krok- och öglefästen alltid fästas när enheten inte bärs eller när den tvättas.

Tvätt- och skötselanvisningar

- Stäng alla krok-/ögleremmar och fäst spännen till änden.
- Handtvätta selen i kallt vatten med mildt rengöringsmedel.
- Skölj och torka plant.
- Ska inte centrifugeras eller torktumlas.
- Använd aldrig sköljmedel.
- Kontrollera om det finns försämringar som kan påverka användningen.
- Kontrollera regelbundet att krok-/öglefästen fungerar säkert.

Produkt familjens sammansättning

Nylon, Polyester, polyamid, polyuretan, elastan, polyeter, bomull, aluminium, PU-skum.

Förvarings- och transportförhållanden

Förvara på en sval, torr plats utan direkt solljus, i originalemballasjen.

Återvinning och bortskaffande

Förpackningar och beståndsdelar ska återvinnas eller kasseras på ett säkert sätt i enlighet med lokala eller nationella lagar.

Allvarlig incident

Rapportera allvarliga händelser till tillverkaren och behörig myndighet i den EU-medlemsstat eller det land där du bor.

NORSK

Produktbeskrivelse

Jura Shoulder Immobiliser kan brukes som armslynge eller som skulderimmobilisator, og den er utformet for bruk på både venstre og høyre arm.

Bruksinformasjon (se diagrammet)

- Plasser albuen så langt bak i fatlet som mulig.
- Plasser skulderstroppen over motsatt skulder. Fest skulderstroppen til fatlet ved hjelp av spennene for hurtigtilkopling. Under mosjonering eller rehabilitering kan den ytterste spennen frigjøres for å gi større bevegeslesfrihet.
- Fest stroppen på toppen av fatlet. (A).
- Plasser puten ved midjen på den berørte siden. Fest fatlet på utsiden av puten, langs borrelåsbandene. Spenn midjestroppen fast til puten, og juster stroppen til den passer. Posisjoner armen for ønsket intern eller ekstern rotasjon ved å dra puten forover eller bakover langs midjen.

Indikasjoner for bruk

- Kan brukes for en rekke skader og tilstander der restriksjon av skulder- og/eller albuebevægelse er nødvendig som:
 - Dislokasjon.
 - Forstuinger og forstrekninger.
 - Pre- og postoperativt.
 - Rehabiliteringsfaser.
 - Andre fasex.
- Brakiplaxus eller perifernerve.

Kontraindikasjoner

- Produktet skal ikke påføres i direkte kontakt med ødelagt hud.

Advarsler og forholdsregler

- Vi anbefaler at den første monteringen av dette utstyret gjennomføres av kompetent helsepersonell som vil gi råd om bruksperioden.
- Les alle instruksjoner og advarsler grundig før bruk.
- Følg alle instruksjoner for å sikre at utstyret fungerer som det skal.
- Skal ikke brukes hvis salver, geler, kremer eller andre stoffer har blitt påført det berørte området.
- Må ikke gjenbrukes for en annen pasient, å gjøre det gir risiko for kryssinfeksjon og kan kompromittere produktintegritet.
- Gjennomfør regelmessige hud- og kretslopskontroller, spesielt pasienter med diabetes, karsykdommer og neurologiske lidelser.
- Hvis det skulle oppstå noen bivirkninger, avslutt bruken og kontakt helsepersonell eller leverandøren av dette produktet.
- Holdbarheten til utstyret kan kompromitteres av visse faktorer, f.eks. objekter med spisse kanter eller skade på borrelåsfesterne. For å forhindre dette bør borrelåsfesterne alltid være festet når utstyret ikke brukes eller når det vaskes.

Instruksjoner for vask og stell

- Lukk alle borrelåstropper og fest spenner til enden.
- Håndvask slyngen i kaldt vann med mildt rengjøringsmiddel.
- Skylles og tørkes flatt.
- Skal ikke sentrifugeres eller has i tørketrommel.
- Tøymykner skal ikke brukes.
- Se etter forringelse som kan påvirke bruk.
- Sjekk at borrelåsfesterne fungerer som de skal med jevne mellomrom.

Produkt familie sammensetning

Nylon, Polyester, polyamid, polyuretan, elastan, polyeter, bomull, aluminium, PU-skum.

Lagrigs- og transportforhold

Oppbevares på et kaldt, tørt sted utenfor direkte sollys, i originalemballasjen.

Resirkulering og avhending

Emballasje og bestanddeler bør resirkuleres eller avhendes i samsvar med lokale eller nasjonale lover.

Alvorlig hendelse

Rapporter alle alvorlige hendelser til produsenten og kompetent myndighet i EU-medlemsstaten eller landet du bor i.

POLSKI

Opis produktu

Temblak abdukcyjny Jura może służyć jako temblak na ramię lub do unieruchomienia barku i jest przeznaczony do stosowania zarówno na lewym, jak i na prawym ramieniu.

Informacje o zastosowaniu (patrz schemat)

- Ustaw łokieć w temblaku jak najdalej z tyłu.
- Umieść pas barkowy na przeciwnym ramieniu. Połącz pas ramienny z temblakiem za pomocą klamer z szybkozłączkami. Na czas ćwiczeń i rehabilitacji odepnij zewnętrzną klamrę z szybkozłączką, aby zwiększyć zakres ruchu.
- Przymocuj taśmę na górze temblaka. (A).
- Umieść poduszkę w talii po stronie urazu. Przymocuj temblak do zewnętrznej części poduszki, wzdłuż pasów z zapięciem na rzep. Zapnij pas biodrowy na poduszce i dopasuj go do siebie. Ustaw ramię odpowiednio do požądanej rotacji wewnętrznej lub zewnętrznej, przesuwając poduszkę do przodu lub do tyłu wzdłuż linii talii.

Wskazania do stosowania

- Może być stosowany przy wielu urazach i schorzeniach, w których wymagane jest ograniczenie ruchu barku i/lub łokcia, np.:
 - Zwichnięcie.
 - Nadwyrężenie i zwichnięcie.
 - Unieruchomienie przed i pooperacyjnie.
 - Etapy rehabilitacji.
 - Inne obrażenia.
 - Spłot ramienny lub nerw obwodowy.

Przeciwwskazania

- Nie stosować produktu w bezpośrednim kontakcie z uszkodzoną skórą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Zalecamy, aby początkowe dopasowanie tego wyrobu zostało przeprowadzone przez odpowiednie wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, który doradzi w kwestii koniecznego okresu użytkowania.
- Przed użyciem produktu uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia.
- Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami, aby zapewnić prawidłowe działanie wyrobu.
- Nie wolno stosować w przypadku, gdy na chore miejsce zostały nałożone płyny do nacierania, maści, żele, kremy lub jakiegolwiek inne substancje.
- Nie wolno używać ponownie tego samego produktu do leczenia innego pacjenta, gdyż grozi to zakażeniem krzyżowym i może naruszyć integralność produktu.
- Należy regularnie kontrolować stan skóry i krążenie, szczególnie u pacjentów z cukrzycą, niewydolnością naczyniową i schorzeniami neurologicznymi.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania produktu i skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia lub dostawcą tego produktu.
- Pewne czynniki mogą zmniejszyć trwałość ortezu np. przedmioty o ostrych krawędziach lub uszkodzenia zapięć z rzepami. Aby temu zapobiec, rzepy powinny być zawsze zapięte, gdy wyrób nie jest noszony lub w trakcie prania.

Instrukcje prania i pielęgnacji

- Zapiąć wszystkie paski na rzepy i zapiąć sprzączki, a następnie zapiąć sprzączki do końca.
- Temblak należy prać ręcznie w chłodnej wodzie z użyciem łagodnego detergentu.
- Wypłukać i wysuszyć na płasko.
- Nie wirować i nie suszyć w suszarce bębnowej.
- W żadnym wypadku nie należy używać płynu do płukania tkanin.
- Należy sprawdzić, czy nie ma żadnych uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na użytkowanie produktu.
- Należy okresowo sprawdzać, czy rzepy mocno się trzymają.

Skład rodziny produktów

aluminium, bawełna, elastan, Nylon, poliamid, poliester, polieter, poliuretan, pianka PU.

Warunki przechowywania i transportu

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w oryginalnym opakowaniu.

Recykling i utylizacja

Opakowanie i części składowe należy poddać recyklingowi lub bezpiecznie zutylizować zgodnie z lokalnymi, lub krajowymi przepisami.

Poważne incydenty

Należy zgłaszać wszelkie poważne incydenty producentowi i właściwym władzom państwa członkowskiego UE lub kraju zamieszkania użytkownika.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Περιγραφή Προϊόντος

Ο Ακινητοποιητής Ωμου Βραχίονα Jura μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φάκελος στήριξης βραχίονα ή ακινητοποιητής ώμου και είναι σχεδιασμένος για να χρησιμοποιείται και στον αριστερό και στον δεξί βραχίονα.

Πληροφορίες Χρήσης (Βλέπε διάγραμμα)

- Τοποθετήστε τον αγκώνα στον φάκελο όσο το δυνατόν πιο πίσω.
- Περάστε τον μαντά του ώμου πάνω από τον απέναντι ώμο. Συνδέστε τον μαντά ώμου στον φάκελο χρησιμοποιώντας τις αγκράφες ταχείας απελευθέρωσης. Για άσκηση και αποκατάσταση αποσυνδέστε την εξωτερική αγκράφα ταχείας αποσύνδεσης για να αυξήσετε το εύρος της κίνησης.
- Στερεώστε τον μαντά στην κορυφή του φακέλου. (A).
- Τοποθετήστε το μαξιλαράκι στο ύψος της μέσης της πάσχουσας πλευράς. Συνδέστε τον φάκελο στο εξωτερικό του μαξιλαριού, κατά μήκος των λωρίδων άγκιστρου και βρόχου. Κοιμώμαστε τον μαντά μέσης στο μαξιλαράκι και ρυθμίζτε τον μαντά για να ταυριάζει. Τοποθετήστε τον βραχίονα για την επιθυμητή εσωτερική ή εξωτερική περιστροφή, σύροντας το μαξιλαράκι προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά μήκος της μέσης."

Ενδείξεις για Χρήση

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια σειρά κακώσεων και παθήσεων όπου απαιτείται ο περιορισμός της κίνησης του ώμου και / ή του αγκώνα όπως:
 - Εξάρθρωση.
 - Διαστρέμματα και θλάσεις.
 - Προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.
 - Στάδια αποκατάστασης.
 - Άλλες κακώσεις.
 - Βραχιόνιο πλέγμα ή περιφερικό νεύρο.

Αντενδείξεις

- Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε άμεση επαφή με σπασμένο δέρμα.

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις

- Συστήνουμε ι αρχική εφαρμογή αυτής της συσκευής να πραγματοποιείται από έναν κατάλληλο αναγνωρισμένο επαγγελματία υγείας ο οποίος μπορεί να συμβουλευθεί για την περίοδο χρήσης.
- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και προειδοποιήσεις πριν την χρήση.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για να επιτύχετε την σωστή απόδοση της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε εάν ταλαιώση, αλοιφές, τζελ, κρέμες ή άλλες ουσίες έχουν τοποθετηθεί στην τραυματισμένη περιοχή.
- Μην χρησιμοποιείτε ξανά για άλλον ασθενή, σε τέτοια περίπτωση μπορεί να προκληθεί επιμόλυνση και να αλλοιωθεί η ακεραιότητα του προϊόντος.
- Εκτελέστε τακτικούς δερματικούς και κυκλοφοριακούς ελέγχους, ειδικά για ασθενείς με διαβήτη, φλεβικές ανεπάρκειες και νευρολογικές παθήσεις.
- Στην περίπτωση που προκληθούν ανεπιθύμητες αντιδράσεις, διακόψτε την χρήση και επικοινωνήστε με τον επαγγελματία υγείας